

Sustinătorul plantar “Posturotest”



Sustinatorii plantari computerizati “Posturotest” se realizeaza pe baza examenului baropodometric static si dinamic, si a examenului scanner. Examinarile pacientului se expediaza via e-mail, automat, prin intermediul software-ului catre Centru de cercetare si productie.

Specificatii ale sustinatorului plantar:

Centrul de cercetare si productie recunoaste, prin citirea rezultatelor analizelor, problematica posturala a pacientului, individualizeaza si realizeaza un sustinator plantar corespunzator distributiei corecte ale sarcinilor piciorului pe sol.

Sustinatorii plantari “Posturotest” raspund perfect tuturor exigentelor pacientului, in activitatea cotidiana, in timpul sportului, atat pentru adulti cat si pentru copii.

Terapia plantara este o terapie dinamica, adica, stimuleaza schimbarile posturale, schimbari provocate si de eventualele terapii asociate. Pentru acest motiv, este necesar un control specializat periodic, care permite obiectivizarea acestor schimbari si alegerea, mai departe, a sustinatorului plantar necesar noilor exigente ale pacientului.

Tipuri de sustinatori plantari si alegerea materialelor

Toate modelele sunt realizate cu materiale de optima calitate, sunt flexibile si grosime redusa, si pot fi introduse usor in orice tip de incaltaminte. Toti sustinatorii plantari, exceptie facand cei SPORT si COPIL sunt 4/5, adica acopera pana sub capetele metatarsiene. Plantarele SPORT si COPIL sunt cu forma intreaga pentru ca, in activitatile sportive si in dezvoltarea copiilor este necesara si sustinerea degetelor picioarelor.

Sustinatorii plantari sunt compusi din poliuretan, lattice, spuma lattice si microfibra, toate materiale selectionate cu atentie, de optima calitate.

Sunt compuse dintr-o baza antisoc, care in sustinatorul plantar SPORT este de o grosime mai mare pentru a calma micile traume din activitatea sportiva. Pe aceasta baza antisoc, se pozitioneaza elemente ortopedice care variaza ca dimensiune si continut, tocmai pentru a produce corectii specifice in diferitele zone ale piciorului.

Materialul de acoperire este compus dintr-o microfibra antialergica, antibacterica, antiperspiranta si antialunecare, confortabila si placuta la atingere.

Dr. Foot Insole

Sustinator plantar BARBAT: Sustinatorul plantar BARBAT este potrivit pentru incaltamintea cotidiana a barbatului.



Sustinator plantar FEMEIE , ELEGANT SI DRENAJ:

Sustinatorul plantar FEMEIE este potrivit pentru incaltamintea cotidiana a femeii. Sustinatorul plantar ELEGANT, de grosime redusa, se introduce usor in interiorul incaltamintei cu toc, mai inalt de 5 cm, si este invizibil in incaltamintea deschisa sau sandale. Sustinatorul plantar DRENAJ efectueaza o importanta stimulare a sistemului limfatic, imbunatateste in mod semnificativ circulatia sanguina, favorizand drenajul lichidelor din tesuturi. Aceste considerente sunt foarte importante pentru a mentine frumusetea si sanatatea picioarelor noastre. O sprijinire incorecta poate compromite sanatatea lor, inhiband sau incetinind circulatia venoasa. Sustinatorul plantar potrivit, readucand postura in pozitie corecta, elibereaza presiunea anormala pe vasele sanguine si limfatice, optimizand circulatia.

Sustinator plantar SPORT:



Este sustinatorul plantar care furnizeaza in orice moment al activitatii sportive un inalt grad de amortizare si o optima distributie in sprijinirea pe sol, imbunatatind si optimizand prestatiiile atletului si prevenind eventuale traume ale sistemului musculo-scheletal.

Sustinator plantar COPIL:



O protectie potrivita a talpii piciorului copilului ce permite prevenirea traumelor si defectelor posturale inca din copilarie, continuind pe durata dezvoltarii, in toate activitatatile cotidiene.

Posturotest

PREVENIRE



O protectie potrivita a talpii piciorului permite prevenirea traumelor si defectelor posturale inca din perioada copilariei. Sustinatorii plantari “Posturotest” garanteaza o sprijinire corecta si echilibrata in activitatea motorie a copiilor si adolescentilor, continuind pe durata dezvoltarii acestora, in toate activitatile cotidiene.

SANATATE



Sustinatorii plantari “Posturotest” sunt, in mod particular, indicati femeilor insarcinate pentru a usura acest parcurs printr-o actiune de imbunatatire a circulatiei sanguine pe perioada de sarcina, perioada in care, cresterea greutatii poate aduce mici traume ale coloanei vertebrale precum si alte probleme posturale, dezechilibrele metabolice pe de o parte, si purtarea in brate pe de alta parte, sunt factori ce pot afecta si perioada postnatala.

TERAPIA



Este indispensabil rolul sustinatorilor plantari “Posturotest” in fiecare faza de reabilitare datorata traumelor sau malformatiilor, stimuland talpa piciorului (reprogramare posturala), imbunatatind circulatia sanguina si ameliorand tonusul muscular.

SPORT



Activitatea sportiva cotidiana, atat la nivel de amator, cat si la nivel competitiv necesita folosirea sustinatorilor plantari “Posturotest”, care asigura, in orice moment, un inalt grad de amortizare si o optima distributie la sprijinirea pe sol, imbunatatind si optimizand prestatiiile atletului si prevenind eventuale traume ale ligamentelor si structurii musculare si osoase.

ELEGANTA



De ce sa renuntam la pantoffii eleganti cu toc? “Posturotest” a reusit sa realizeze sustinatori plantari de grosimi reduse (deci, practic invizibili) care pot fi introdusi foarte usor in orice incaltaminte deschisa sau sandale. Sunt, in mod particular, studiati pentru a da o corecta protectie piciorului care suporta o inclinatie puternica din cauza toculei.

COMPETITORI AI SUSTINATORILOR PLANTARI PERSONALIZATI INDIVIDUALIZATI

Nu exista concurenți reali, deoarece sustinatorii plantari “Posturotest” sunt unici în felul lor prin tipologia de construcție.

Există sute de ateliere ortopedice care construiesc “talonete ortopedice” sub prescripție medicală.

Există societăți care construiesc “talonete” la distanță prin sistemul CAD-CAM (sistem de lucru computerizat la distanță prin intermediul mașinilor de frezare și extirpare) și trimit produsul finit către operatori specializați pentru a le da proprietăților pacienti.

Aceasta tipologie de “talonete” ca cele construite în atelierele ortopedice sunt de grosime diferită, sunt rigide, monomaterial și invazive. În cele mai multe cazuri, se pot introduce doar în încălțăminte ortopedică sau pantofi foarte largi și se realizează cu materiale ieftine (material absorbant, piele, “eva”), de uzură rapidă și care nu garantează un produs sigur și antialergic precum sustinatorii plantari “Posturotest”.

De cele mai multe ori, se întâmplă ca pacienții să nu tolereze aceste “talonete” și să renunțe la ele, întrerupând terapia.

Care sunt avantajele utilizării sustinatorilor plantari “Posturotest”?

Sustinatorul nostru plantar este unic în felul său, tinând cont că intră în orice încălțăminte, chiar și cea cu toc înalt.

Acest aspect, deloc neglijabil, permite o utilizare facilă a sustinatorului plantar și implică o importanță activă de prevenire, tocmai datorită acestor caracteristici.

Mai mult, fundamental este că, acest sustinator plantar este unicul care îmbunătățește în maniera decisivă tinuta posturală prin intermediul stimулării cu elemente ortopedice ce au grosimi care nu depășesc niciodată mai mult de 3mm.

Intr-adevar, creierul recepționează stimulațiile sub 3mm, răspunzând în maniera activă prin modificări ale structurilor musculare.

Sustinatorul nostru plantar urmărește această filozofie constructivă, răspunzând exigențelor reale ale pacientului.

În schimb, sustinatorii plantari (“talonete”) care se gasesc pe piață, se fabrică cu o grosime mai mare de 3mm, cu un concept “deposit” care nu rezolvă problemele posturale. Asemenea modele sunt pasive și nu induc un răspuns activ.

Problemele posturale și durerile de spate influențează, în general, viața cotidiană a multor persoane, cel puțin unul din doi romani suferind din aceste cauze. Aceste cauze duc la o înrautățire a calității vietii, zile de spitalizare, absenta la locul de muncă cu uriașe cheltuieli publice și private, inclusiv pentru cumpărarea medicamentelor antinflamatoare și analgezice.

Iată de ce este fundamentală intervenția în maniera preventivă.



SOCIEȚATE DE PODOLOGIE SI POSTUROLOGIE TIRON & ASSIRELLI

Str. Stirbei Voda nr. 94, et. 2, ap. 3, sector 1, Bucuresti, cod postal 010118

CUI RO 19188925/ 2006 - J40/18255/2006

Tel/Fax : 021 3139043 - TelVerde: 0 800 800 391